





杜马斯定氮仪测定大麦中粗蛋白含量

一、前言

大麦别名牟麦、饭麦、赤膊麦,与小麦的营养成分近似,但纤维素含量略高。大麦是藏族人民的主要粮食,他们把裸大麦炒熟磨粉,做成糌粑食用。长江和黄河流域的人民习惯用裸大麦做粥或掺在大米里做饭。大麦仁还是"八宝粥"中不可或缺的原料。大麦被加入汤和炖菜中,也可以单独食用。大麦略带橡胶特质,可以为混合的沙拉增加风味。磨碎后烘烤过的大麦可以制作充当咖啡替代物的麦芽。本实验参照《GB5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对大麦中粗蛋白含量进行测定。

二、仪器与试剂

2.1、仪器

D200 杜马斯定氮仪, 分析天平等

2.2、试剂

氧气: 纯度 > 99.999 %;

二氧化碳气: 纯度 > 99.999 %

L-天冬氨酸标准品: 纯度 > 99 %

样品: 大麦样品

三、实验方法

3.1、样品制备

称取烘干粉碎后 200mg(精确至 0.01mg)左右样品,包裹在锡箔纸中。放入样品盒中备用。



3.2、温度/载气流量设置

依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置

表 1 温度/载气流量设置

燃烧管温度/°C	900	
二级燃烧管温度/°C	850	
还原管温度/℃	850	
CO2 设定值/%	65	

3.3、实验方法设置

依次点击设置-设定-实验方法-新建方法

表 2 实验方法设置

K	方法名称	大麦中粗蛋白含量的测定 90s		
	通氧时间			
	氧气流量	180ml/min		
	断氧阈值	0%		
	自动归零	150s		
	峰值预期	130s		
	积分重启延时	0s		
	蛋白换算系数	5.83		

四、结果与讨论

4.1、实验结果



表 3 大麦中粗蛋白含量测试结果

样品名称	样品重量/mg	氮含量/%	蛋白含量/%	平均值/%	RSD/%
	199.49	1.654	9.643	9.675	0.30
	200.43	1.659	9.672		
大麦	198.76	1.654	9.643		
	199.12	1.660	9.678		
	200.21	1.664	9.701		
	199.62	1.666	9.713		

4.2、结论

通过实验结果可以看到,使用 D200 杜马斯定氮仪测试大麦中的粗蛋白含量测试快速,结果准确,重复性符合标准。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。

参考文献

[1] GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定[S].