

D-069-202312



# 杜马斯定氮仪测定麸皮中粗蛋白含量

### 一、前言

麸皮为小麦最外层的表皮,小麦被磨面机加工后,变成面粉和麸皮两部分,麸皮就是小麦的外皮,多数当作饲料使用。由麸皮提取的蛋白可做为食品添加剂,添加于糕点、面包,能防止老化;添加于肉食制品如腊肠、香肠、灌肠等,可以增加弹性,还能增加其保油性,避免油脂流出。提取蛋白后剩下的残渣和废渣,可用作赖氨酸、味精酵母等的培养基。本实验参照《GB/T 24318 杜马斯燃烧法测定饲料原料中总氮含量及粗蛋白质的计算》使用杜马斯定氮仪对麸皮中粗蛋白含量进行测定。

### 二、仪器与试剂

### 2.1、仪器

D200 杜马斯定氮仪, 分析天平等

#### 2.2、试剂

氧气: 纯度 > 99.999 %;

二氧化碳气: 纯度 > 99.999 %

L-天冬氨酸标准品: 纯度 > 99 %

样品: 麸皮样品

#### 三、实验方法

#### 3.1、样品制备

称取烘干粉碎后 200mg(精确至 0.01mg)左右样品,包裹在锡箔纸中。放入样品盒中备用。



### 3.2、温度/载气流量设置

### 依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置

表 1 温度/载气流量设置

燃烧管温度/°C	900	
二级燃烧管温度/°C	850	
还原管温度/℃	850	
CO2 设定值/%	65	

# 3.3、实验方法设置

依次点击设置-设定-实验方法-新建方法

表 2 实验方法设置

方法名称	麸皮中粗蛋白含量的测定				
通氫时间	90s				
氧气流量	180ml/min				
断氧阈值	0%				
自动归零	150s				
峰值预期	130s				
积分重启延时	0s				
蛋白换算系数	6.31				

# 四、结果与讨论

### 4.1、实验结果



### 表 3 麸皮中粗蛋白含量测试结果

_样品名称	样品重量/mg	氮含量/%	蛋白含量/%	平均值/%	RSD/%	
麸皮	200.57 198.90 199.22	2.628 2.639 2.649	16.583 16.652 16.715	16.650	0.40	

### 4.2、结论

通过实验结果可以看到,使用 D200 杜马斯定氮仪测试麸皮中的粗蛋白含量测试快速,结果准确,重复性符合标准。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。

#### 参考文献

[1] GB/T 24318, 杜马斯燃烧法测定饲料原料中总氮含量及粗蛋白质的计算[S].