

SINEO新仪

AUTO SPE

系列全自动固相萃取仪



适应多种应用场景，高通量高性能！



AUTO SPE 系列全自动固相萃取仪

AUTO SPE系列能够自动完成固相萃取柱的活化、上样过柱、淋洗、氮气干燥、洗脱等系列操作。可选两通道或八通道配置可以适应不同实验室样品量需求。标配和无氟两种配置可适用不同应用实验室不同应用场景。

应用领域



主要功能和特点

高性能高通量

- 双通道与8通道可选，最多可连续批量处理64位样品
- 高性能十二阀自动切换输送不同溶剂，有效避免共用进样针导致样品与溶剂间的交叉污染。
- 柱塞杆密封过柱技术控制过柱流速，有效避免失速和堵柱等情况，极大的提高回收率和平行性。
- 上样针智能液面追踪功能和自动清洗功能，最大限度防止交叉污染。

操作便捷

- 自动完成活化、上样过柱、淋洗、吹干、洗脱收集等固相萃取的全过程。
- 氮气吹扫功能：根据方法需要可轻松实现在线氮气吹扫固相小柱功能，氮吹压力和时长可自由设定。
- 智能溶剂管理系统和废液分类收集功能，绿色环保性能优势。

配置灵活

- 双通道八通道可选配置，标配和无氟两种材质配置，适应实验室不同应用需求。
- 大体积上样模块，适配大体积上样需求。
- 适配多种规格固相萃取小柱(1mL/3mL/6mL/12mL等),兼容多种规格的样品管架和收集管架，轻松应对大小体积样品。

AUTO SPE 系列技术参数

环境温度	10℃~45℃
相对湿度	20~80%
工作电压	220~240VAC， 50/60Hz

证券简称:海能技术 证券代码:920476

咨询热线:400 888 7840

官方网站: www.sineo.cn

服务监督电话:400 006 5188



官方微信



官方网站

上海新仪

地址:上海市徐汇区钦州北路1122号
92幢6层
电话:021 54487840

新仪科学

地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号
纳米城西北区9栋301
电话:0512 87163115

海能技术

地址:济南市经十路7000号汉峪金谷
A3-1栋4层
电话:0531 88874444

山东海能科学仪器

地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

郑州海能

地址:郑州市金水区东风东路18号
金城国际广场6号楼1单元1002室
电话:0371 55056876

南京海能

地址:江苏省南京市秦淮区中山东路
218号长安国际1405室
电话:025 85664446

武汉海能

地址:武汉市洪山区珞狮路312号
湖北农业科技楼10楼1006室
电话:027 87186861

G.A.S.

地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

悟空仪器

地址:上海市松江区新桥镇新格路9300号
电话:400 618 6188

海森仪器

地址:山东省济南市高新区汉峪金谷
A3-1栋402-A
电话:0531 88980078